

防疫檢體採檢手冊**新增**第五類法定傳染病「H7N9 流感」如下：

2. 「防疫檢體採檢及運送規定總覽表」

2.5 第五類法定傳染病檢體

採檢項目	檢體種類	採檢目的	採檢時間	採檢量及規定	送驗方式	注意事項
H7N9流感	咽喉擦拭液	病原體檢測	原則上以發病3天內為主	以無菌病毒拭子之棉棒擦拭，插入病毒保存輸送管。	低溫	醫師可視病情變化再度送檢
	痰液或下呼吸道抽取物	病原體檢測	原則上以發病3天內為主	以無菌試管收集送驗		1. 適用於輕症咳嗽有痰、肺炎或重症者。 2. 醫師可視病情變化再度送檢。 3. 勿採患者口水。 4. 痰液檢體採檢請參考第3.9節。
	血清	檢體先保留，有需要時進行抗體檢測。	急性期（發病1-5天）；恢復期（發病14-20天之間）	以無菌試管收集至少3 mL血清。		H7N9 流感第2次血清採檢時機，由本局昆陽辦公室通知。

7. 「防疫檢體送驗地點及檢驗期間一覽表」

7.5 第五類法定傳染病

採檢項目	採檢單位	檢體種類	檢驗方法	檢驗期限	收件單位	備註
H7N9 流感	全國各醫療院所	咽喉擦拭液	病原體分生檢測	2-4 工作日	H7N9 指定檢驗機構（參見疑似H7N9通報個案指定檢驗機構責任區）	
		痰液或下呼吸道抽取物				
		血清	檢體保留	—	疾病管制局昆陽辦公室	